



GUIDE DE CONNEXION


Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*




Connexion en NFC des stylos NovoNordisk NovoPen 6 et Echo Plus

Le transfert de données se fait à l'aide de l'antenne NFC en approchant le stylo insuline de votre smartphone.

- 1 Activez le NFC sur votre smartphone** (dans les paramètres) - sur certains smartphones, le NFC est activé par défaut et n'est pas désactivable
- 2 Connectez-vous sur l'application myDiabby et ouvrez l'onglet «Mes objets connectés»**
- 3 Sélectionnez « Je connecte un connecteur de stylo à insuline »**



- 4 Sélectionnez « Stylo insuline Novo Nordisk NovoPen® 6 / NovoPen Echo® Plus », puis cliquez sur « je connecte mon appareil »**



- 5 La recherche est en cours :**


- Sur Android, approchez le stylo insuline de votre Smartphone au niveau de sa puce NFC :
- Sur iPhone, approchez votre stylo insuline de la puce NFC. Votre smartphone vibre ensuite une fois que le stylo est détecté et une confirmation apparaît à l'écran.



6 Sélectionnez votre stylo, puis **confirmez** votre sélection.



7 Sélectionner le type d'insuline de votre stylo : toutes les insulines compatibles sont présentées dans la liste




8 **Validez.** La dose est ajoutée à votre dossier, vous pouvez la visualiser depuis votre Tableau de bord ou votre carnet sur l'application myDiabby !



Si vous avez un diabète gestationnel :

Une fois que la dose d'insuline apparaît sur l'application myDiabby, **COCHEZ** le moment de la journée afin que le résultat se mette au bon endroit dans le carnet.



Utilisation quotidienne

- 1** Ouvrez l'application myDiabby
- 2** Rendez-vous dans le menu « **Mes objets connectés** »
- 3** Au niveau du stylo que vous avez connecté, appuyez sur « **Synchroniser** »
- 4** **Approchez votre stylo insuline de l'antenne NFC de votre smartphone** jusqu'à ressentir une vibration ou entendre un son de confirmation
- 5** **Vos données sont enregistrées !**

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare