

## GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare\*




FreeStyle Libre 

Si vous utilisez l'application FreeStyle LibreLink ou LibreView, passez directement à l'étape 3.

- 1** Créez un compte LibreView depuis ce site : [www.libreview.com/auth/register](http://www.libreview.com/auth/register)
- 2** Téléchargez les données de votre lecteur FreeStyle Libre sur votre **compte LibreView** grâce à un ordinateur et le câble USB jaune fourni avec le lecteur.  
**Besoin d'aide** sur le téléchargement des données sur LibreView ?  
Rendez-vous sur : [pat.libreview.io/support](http://pat.libreview.io/support)
- 3** Connectez-vous à votre compte myDiabby Healthcare depuis un ordinateur **OU** l'application mobile myDiabby.

- 4** Cliquez sur l'onglet « **Mes objets connectés** », puis sur « **Je connecte une application santé** ».



- 5** Choisissez le bouton **FreeStyle Libre**

FreeStyle Libre 

## 6 Entrez votre **identifiant et le mot de passe du compte FreeStyle LibreLink/ LibreView.**


Lisez les conditions d'utilisation, puis **cliquez sur «Autoriser» pour accepter** le partage des données.

## 7 Ce message apparait à l'écran et confirme que le compte **LibreView est bien connecté à myDiabby Healthcare.**

Cliquez sur **«Retour»** pour retourner sur myDiabby Healthcare.



**Vos données de glucose en continu sont maintenant partagées sur myDiabby Healthcare !**



### A NOTER

Si vous utilisez le lecteur, **téléchargez régulièrement les données du capteur FreeStyle Libre sur LibreView** pour que l'équipe médicale puisse voir les résultats sur myDiabby Healthcare.

> Une fois LibreView et myDiabby connectés, **LibreView envoie automatiquement les données glucose en continu sur myDiabby Healthcare** dès que celles-ci sont disponibles. Cet envoi peut occasionner un délai de quelques minutes entre le chargement des données sur LibreView et leur affichage sur myDiabby Healthcare.

> Si vous souhaitez récupérer les données de votre lecteur FreeStyle Libre sur myDiabby Healthcare par une autre méthode, merci de consulter notre centre d'aide : [help.diabby.com](http://help.diabby.com)

Document de bon usage à destination des patients utilisateurs des ces dispositifs médicaux. Veuillez vous reporter aux manuels d'utilisation de FreeStyle Libre 2, FreeStyle LibreLink et LibreView : <https://www.diabetescare.abbott/support/manuals/fr.html>

Le boîtier du capteur, FreeStyle, Libre et les marques associées sont des marques d'Abbott et utilisées avec autorisation.

Pour une question sur l'application myDiabby :  
**support@mydiabby.com** ou par téléphone

France : **01 76 40 01 78**

Belgique : **02 320 11 96**



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare

GCLBW01D20241601FR