

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*




- 1** Connectez en bluetooth la pompe TouchCare Nano ou 300 à l'application EasyPatch ou téléchargez les données de votre PDM sur l'application EasyTouch, en suivant le guide de la pompe à insuline.

L'application EasyPatch permet de piloter la pompe avec le smartphone, les données sont automatiquement téléchargées sur le **cloud Medtrum**. Les données disponibles sur le cloud Medtrum seront ensuite automatiquement envoyées sur myDiabby Healthcare, qui est l'application qui permet d'être en lien avec l'équipe médicale.

- 2** Connectez-vous à votre compte myDiabby Healthcare depuis un ordinateur **OU** l'application mobile myDiabby.

- 3** Cliquez sur l'onglet « Mes objets connectés », puis sur « Je connecte une application santé ».



- 4** Choisissez le bouton **Medtrum**




- 5** Entrez votre **identifiant** et le **mot de passe** du compte EasyPatch / EasyTouch. Lisez les conditions d'utilisation, **cochez la case d'acceptation**, entrez votre **nom** dans le champ dédié puis **cliquez sur « Autoriser »** pour accepter le partage des données.

- 6 Ce message apparaît à l'écran et confirme que le compte **cloud Medtrum est bien connecté à myDiabby Healthcare**. Cliquez sur « **Retour** » pour retourner sur myDiabby Healthcare.



Vos données de pompe à insuline sont maintenant partagées sur myDiabby Healthcare !



A NOTER

Vérifiez régulièrement que les données de votre pompe à insuline TouchCare sont bien visibles sur le cloud Medtrum pour que l'équipe médicale puisse voir les résultats sur myDiabby Healthcare.

> Le téléchargement des données est automatique sur l'application EasyPatch et manuel sur l'application EasyTouch.

> Une fois le compte cloud Medtrum et myDiabby Healthcare connectés, **le cloud Medtrum envoie automatiquement, toutes les 8h, les données datant de plus de 3h sur myDiabby Healthcare.**

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78
 Belgique : 02 320 11 96

MDHC SAS
 66 avenue des Champs Elysées
 75008 Paris
 FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459